








Auswahlhilfe

Die Pessare können bei folgenden Indikationen eingesetzt werden:

Pessartyp	 Uterusprolaps 1.-2. Grad	 Uterusprolaps 2.-3. Grad	 Zystozele	 Rektozele	 Stress- inkontinenz	 Gebärmutter- retroversion	 Zervix- insuffizienz
Würfel Pessar		•	•	•			
Schalen Pessar	•		•		•	•	•
Urethraschalen Pessar	•	•	•		•		
Donut Pessar		•	•	•			
Gellhorn Pessar		•	•	•			
Gellhorn Pessar, kurz		•	•	•			
Gehrung Pessar		•	•	•			
Hodge Pessar	•		•		•	•	•
Marland Pessar		•	•		•		
Ovales Pessar	•		•				
Ring Pessar	•		•				
Urethra Pessar	•	•	•		•		
Siebschalen Pessar		•	•				