

# Vaginaldilatoren aus Silikon



## Sets Vaginaldilatoren

Vaginaldilatoren (Scheidendehner) werden eingesetzt, um eine Verengung der Scheide zu behandeln oder diese vor einer Untersuchung oder einem Eingriff sanft zu dehnen. Sie sind trotz der angenehmen Anpassungsfähigkeit rigide genug, um sicher eingeführt werden zu können. Die Dilatoren sind so geformt, dass sie in der Scheide verbleiben und nicht selbsttätig herausrutschen. Sie können von der Anwenderin selbst eingeführt und entfernt werden.

Die Auswahl des richtigen Durchmessers und die Dauer der Anwendung erfolgt durch den/die betreuende/n Arzt/Ärztin.

Für weitere Informationen siehe:


[www.profem.eu](http://www.profem.eu).

Tel. +41 41 360 27 64  
Fax +41 41 360 27 18

**Expirion GmbH**  
Grabenhofstrasse 1  
6010 Kriens

info@expirion.ch  
[www.expirion.ch](http://www.expirion.ch)

Set	Art.-Nr.	Pharmacode	Kopf ø	Schaft ø	Länge
<b>A - Gross</b>	<b>DT - A (Set)</b>	<b>6530727</b>			
	DT - A - XL	6530779	38.0	30.0	150.0
	DT - A - L	6530733	32.0	25.5	138.0
	DT - A - M	6530756	28.0	22.5	128.0
	DT - A - S	6530762	24.0	19.5	120.0
<b>B - Mittel</b>	<b>DT - B (Set)</b>	<b>6530785</b>			
	DT - B - XL	6530839	33.0	26.0	95.0
	DT - B - L	6530791	28.0	22.5	86.0
	DT - B - M	6530816	23.0	19.5	78.0
	DT - B - S	6530822	17.0	12.5	75.0
<b>C - Klein</b>	<b>DT - C (Set)</b>	<b>6530845</b>			
	DT - C - XL	nur im Set	18.0	13.5	75.0
	DT - C - L	nur im Set	16.0	12.0	65.0
	DT - C - M	nur im Set	14.0	10.5	60.0
	DT - C - S	nur im Set	13.0	9.5	50.0



Alle Grössenangaben  
in mm



\* **ProFem** ist eine eingetragene  
Marke der Sayco PTY Ltd.

**ProFem**<sup>®</sup>